

Keittosuolaputki™

Koksaltrör för nasofarynx-
och svalgprov

Bruksanvisning

REF V013



För användning inom
in vitro-diagnostik



Tammer BioLab

Användningsändamål

Keittosuolaputki™ är avsett för att användas vid provtagning och transport av nasofarynx- och svalgprov inom *in vitro*-diagnostik, som grundar sig på påvisning av nukleinsyror från mikrober som orsakar infektioner i övre luftvägarna och utförs i kliniska laboratorier. Röret skall inte användas för andra ändamål.

Produktens viktigaste egenskaper

Keittosuolaputki™ är ett provtagningsrör av plast med skruvkork som innehåller 1,5 ml steril och pyrogenfri 0,9 procent isoton NaCl-lösning. Produktens renhet och sterilitet har säkerställts genom aseptiska arbetssätt i renrum. Vätskan i röret är en ofarlig fysiologisk saltlösning. Eftersom det inte finns ämnen i röret som förhindrar att mikrobernas nukleinsyror sönderdelas, skall provet analyseras så snabbt som möjligt efter provtagningen.

Användning

1 Använd engångshandskar vid provtagning; byt alltid

handskar när du får en ny patient, så att proverna inte kontamineras av föregående patients prov.

2 Ta fram en provtagningspinne och ett Keittosuolaputki™-koksaltör, på vilket en etikett med uppgifter om patienten och provet har fästs.

3 Ta ett prov från patientens nasofarynx eller svalg med en provtagningspinne avsedd för det aktuella provet.

4 Öppna korken till Keittosuolaputki™ och sätt provtagningspinnen i det öppnade provröret. Följ anvisningarna från laboratoriet som analyserar provet när du hanterar pinnen. Om laboratoriet inte har gett några andra anvisningar, bryt av pinnen vid märkningen genom att böja pinnen mot den inre kanten av röret eller klipp omsorgsfullt av pinnen med en dekontaminerad sax på ett sådant ställe att pinnen helt och hållet passar i röret efter att korken har skruvats på.

• Kontrollera att pinnen inte är för lång och hindrar korken från att stängas ordentligt eller gör så att korken inte hålls stängd.

- Rengör saxen omsorgsfullt mellan varje patient för att förhindra kontaminering.

Släng till sist bort den del av provtagningspinnen som du inte placerade i provröret i ett kärl för smittförande avfall.

5 Skruva på korken till Keitto-suolaputki™ och skicka omedelbart det stängda och ändamålsenligt förpackade röret till laboratoriet för analys.

Förvaring och avfallshantering



Förvara förpackningen torrt och skyddad från solljus

i +2...+25 °C. Förva-

rings- och arbetsplatserna skall väljas så att inga nukleinsyror från mikrober som orsakar luftvägsinfektioner har hanterats där.



Förbrukade Keitto-suolaputki™-koksalt-rör är eventuellt

smittfarliga. Förstör dem tillsammans med övrigt smittförande avfall.



Oanvända (t.ex. utgångna) Keitto-suolaputki™-koksalt-rör kan slängas

tillsammans med annat avfall eller återvinnas som plastavfall (plasten av polypropen).

Varningar

Använd inte Keittosuolaputki™ för andra ändamål än tagning av nasofarynx- och svalgprov.

Alla biologiska prover ska hanteras som eventuellt smittfarliga. Iaktta försiktighet vid provtagning och hantering av använda provrör.

Följ säkerhetsanvisningarna och instruktionerna från din organisation för provtagning och hantering av prover i laboratorium.

Använd alltid rena engångshandskar när du hanterar provrör avsedda för påvisning av nukleinsyror, för att förhindra korskontaminering mellan prover.

Undvik att luta röret för mycket vid provtagning, eftersom det kan leda till att vätskan rinner ut ur röret. Om vätska av misstag rinner ut ur röret ska du göra på följande sätt:

- Om vätska rinner ut ur röret innan du har placerat provtagningspinnen i det, skruva fast korken på röret och släng

det i soporna; i sådana här fall är vätskan inte farlig, utan kan torkas bort från ytor på samma sätt som rent vatten. Ta ett nytt oanvänt koksalttrör till provtagningspinnen.

- Om vätska rinner ut ur röret efter att du har placerat provtagningspinnen i vätskan är vätskan eventuellt smittfarlig och stänk ska hanteras i enlighet med det. Ta i sådana fall ett nytt prov med en oanvänd provtagningspinne och placera denna pinne i ett oanvänt Keittosuolaputki™-koksalttrör.

Det är inte sannolikt att användningen av produkten orsakar farliga situationer. Om en farlig situation eller patientskada dock skulle

uppträda skall du kontakta Tammer BioLab direkt och utan dröjsmål (kontaktuppgifter nedan).



Använd inte röret om röret eller korken till det är skadat eller

verkar ha läckt. Använd inte heller röret om vätskan i det är grumlig eller det ser ut att finnas något annat än klar vätska i röret.



Keittosuolaputki™ är avsett för engångsbruk.

Använd inte röret eller korken till det på nytt.



Använd inte Keittosuolaputki™ efter utgångsdatumet som anges på röret och

rörförpackningen.

Tillverkare

Keittosuolaputki™ tillverkas i Finland av Tammer BioLab Oy, Biokatu 10, vån. 6, 33520 Tammerfors (tfn 050 542 2210, www.tammerbiolab.fi). Tillverkaren svarar på tekniska frågor, och alla eventuella reklamationer på produkten och rapporter om avvikelser eller farliga situationer ska riktas till tillverkaren.

Om du misstänker ett fel eller en avvikelse i produkten, förvara röret eller rören, så att du kan skicka dem eller bilder av dem till tillverkaren. Kontakta oss i första hand per e-post på adressen: Tilaukset@TammerBioLab.fi.

Tillverkaren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på att produkten har använts i strid med denna bruksanvisning.